



Instructions d'utilisation et d'entretien du matelas

Votre matelas est conçu pour offrir confort et bien-être durable dans le temps, il est donc nécessaire de suivre les indications suivantes :

1. Positionnement correct du matelas :

Placez le matelas sur un cadre adéquat, de dimensions correspondantes et avec un support solide pour garantir une bonne stabilité et circulation de l'air.

Évitez de placer le matelas directement sur le sol ou sur des surfaces non respirantes pour prévenir l'accumulation d'humidité.

Il est déconseillé d'utiliser des cadres métalliques qui, à long terme, pourraient neutraliser l'efficacité du matelas et endommager la housse.

Il est conseillé de faire appel à notre service client pour choisir le cadre de support à acheter, car un cadre inadapté peut modifier les caractéristiques de réponse du produit.

2. Rotation et inversion:

Pour une utilisation uniforme du matelas, tournez le matelas (tête/pieds) toutes les 3 à 6 semaines. Le matelas peut être retourné (dessous/au-dessus) pour prolonger sa durée de vie ; si prévu, il est utile de suivre les indications des étiquettes été/hiver présentes sur le côté.

3. Nettoyage:

Aérez fréquemment la chambre où se trouve le matelas ainsi que le matelas lui-même (sans draps) ; s'il s'agit d'un matelas déhoussable, ouvrez la housse pour permettre l'évaporation de l'humidité et prévenir la formation de moisissure, et lavez la housse en suivant les indications de l'étiquette du produit. Évitez de mouiller le matelas avec des substances chimiques et/ou des solvants agressifs ; si cela est strictement nécessaire, nettoyez les taches superficielles avec un chiffon humide et du savon neutre. Assurez-vous ensuite que le matelas soit complètement sec avant de le réutiliser.

Pour une meilleure conservation du matelas, il est recommandé d'utiliser des protège-matelas et des housses de matelas respirants, adaptés pour garantir la ventilation du matelas. Ne conservez pas le matelas dans un environnement humide, car cela pourrait favoriser la prolifération de moisissures présentes dans l'air sous forme de spores.

Pour tout autre événement imprévisible, vous pouvez contacter notre service client avant d'adopter des mesures de nettoyage non explicitement recommandées dans ce guide.

4. Utilisation correcte:

Assurez-vous d'avoir acheté un produit adapté à votre morphologie.

Ne sautez pas sur le matelas pour éviter d'endommager sa structure interne ; les mouvements brusques peuvent causer des déformations du produit.

DÉNOMINATION: INDUSTRIA BENESSERE ITALIANA MATERASSI S.R.L.

CODE FISCAL: 07286180638

NUMÈRO DE TVA/- 07286180638

IDENTIFIANT D'ENREGISTREMENT: 23190451

CODE ATTRIBUÉ PAR LE FABRICANT/ASSEMBLEUR: PREMIERE H19

CND: V080702 - MATERASSI MEDICALI ANTIDECUBITO NON ATTIVI

RÈGLEMENT- Reg. UE 2017/745

CLASSE CE: R1 - CLASSE I

DATE DE PUBLICA- 11/10/2022

NOM COMMERCIAL ET MODÈLE: MATERASSI MEMORY

ADRESSE: VIA GUGLIELMO MELISURGO 4 - 80133 - NAPOLI (NA)

NOM: GIOVANNI SILVESTRO

RÔLE: AMMINISTRATORE

SIGN: